



CONSOLA CHIROPRO PLUS 3RD GEN

Sistema de Implantología y Cirugía con luz.



Marca: Bien Air Dental S.A.

Origen: Suiza.

Código de Producto:

Chiropro PLUS 3RD Gen 1600994-001

Chiropro PLUS 3RD Gen set with Micro-Series CA 20:1 L 1700709-001

El dispositivo Chiropro Plus 3RD Gen es un sistema de mesa para implantología dental y cirugía oral que permite controlar un micromotor dental que impulsa una pieza de mano dental. Clase IIa conforme al Reglamento europeo (UE) 2017/745 relativa a los productos sanitarios.

Una bomba peristáltica encauza el líquido fisiológico a través de una línea de irrigación estéril de un solo uso. La consola consta de una única rueda de control para establecer los parámetros y de un control de pie para activar y desactivar la bomba, desplazarse entre las diferentes etapas del procedimiento seleccionado y controlar la dirección de giro del motor. La pantalla LCD del aparato muestra muchos parámetros de funcionamiento, como la relación de transmisión de la pieza de mano, la velocidad del instrumento, el valor del par y el ajuste del caudal de irrigación.

Descripción del equipo:



FIG. 1

- (1) Tapa de la bomba peristáltica
- (2) Conector del control de pie
- (3) Marcado
- (4) Apoyo del soporte
- (5) Interruptor principal
- (6) Caja de fusibles
- (7) Conector de la red eléctrica
- (8) Conector de equalización potencial
- (9) Micromotor MX-i LED

- (10) Botón para iniciar/detener la irrigación
- (11) Botón para invertir el sentido de giro del micromotor MX-i LED
- (12) Botón de "Programa" para proceder con el siguiente paso de la operación
- (13) Arranque del motor
- (14) Conector del micromotor MX-i LED
- (15) Perilla de control
- (16) Pantalla de control LCD

Set CHIROPRO REF. 1700709-001 contiene:

- 1 x Consola Chiropro Plus 3RD Gen
- 1 x Mot MX – iLED
- 1 x CA 20:1 L Micro Series
- 1 x Cable MX – iLED
- 1 x Control pie
- 1 x Línea irrigación (5/pkg)
- 1 x Protector Chiropro

El equipo viene completamente ensamblado y nuevos de fábrica. Estos equipos después de su uso, tanto la consola, como el micromotor y pedal son reutilizables. La consola y sus otros componentes NO deben de ser esterilizados. Salvo los componentes externos.

Todos los dispositivos Chiropro Plus 3RD Gen se han diseñado para su uso en implantología dental y cirugía oral.

Las consolas están diseñadas para utilizar un micromotor dental concreto que acciona una pieza de mano odontológica con instrumentos apropiados para cortar tejidos blandos y duros en la boca y atornillar implantes dentales.

El Binario Digital



binariodigital.com



7031-7777



[binariodigital](https://www.facebook.com/binariodigital)



[binariodigitalcr](https://www.instagram.com/binariodigitalcr)